

Kompatibilität - cosinuss[°] One

Wir haben für Dich eine Liste der führenden und meistgenutzten Pulsuhren, Radcomputer und Apps zusammengestellt. In den Tabellen siehst Du die Fähigkeit Deines Geräts, sich mit dem °One zu verbinden.

Leider ist es uns unmöglich wirklich alle Geräte aufzulisten und zu testen. Bei konkreten Fragen zu genau Deinem Gerät kannst Du dich jederzeit an unseren Support wenden.

Support:
cosinuss GmbH

E-Mail: support@cosinuss.com
Telefon: +49 (0)89 740 418 32

Stell uns einfach Deine Frage.
Ansonsten wünschen wir die viel Spaß mit dem cosinuss[°] One.


Dein cosinuss[°] Team

Allgemein

Verbindung Alle Empfangsgeräte, die über Bluetooth Smart 4.0 oder die ANT+ Technologie verfügen, kannst Du mit Deinem °One verbinden.



Smartphone Dein Smartphone muss entweder über Android 4.3 oder aufwärts verfügen, oder mindestens ein iPhone 4s oder neuer sein.

Uhren

Hersteller	Produkt	Bluetooth 	ANT+ 
Apple	Watch	Ja	X
Garmin	tactix Bravo	Ja	Ja
	fenix	Ja	Ja
	fenix 2	Ja	Ja
	fenix 3	Ja	Ja
	fenix 3 HR	Ja	Ja
	quatix 3	Ja	Ja
	Forerunner 25		

Hersteller	Produkt	Bluetooth	ANT+
	Forerunner 35		
	Forerunner 220	Ja	Ja
	Forerunner 235	Ja	Ja
	Forerunner 620	Ja	Ja
	Forerunner 630	Ja	Ja
	Forerunner 910 XT	X	Ja
	Forerunner 920 XT	X	Ja
Motorola	Moto 360 port	Ja	X
	Motoactv	Ja	X
O-synce	mixpro	X	Ja
Polar	A 300	Ja	X
	A 360	Ja	X
	M 400	Ja	X
	V 800	Ja	X
Samsung	Gear S2	Ja	X
	Gear Fit	Ja	X
Sigma	RC Move	Ja	X
Suunto	Ambit	X	Ja
	Ambit 2	X	Ja
	Ambit 3	Ja	X
	Spartan	Ja	X
Tom Tom	Runner 2	Ja	X
	Runner 2 Cardio+Music	Ja	X

Radcomputer



Hersteller	Produkt	Bluetooth	ANT+
			
Bosch	Nyon	Ja	X
Cateye	Stealth evo+ CC-GL51	X	Ja
	CC-PA500B Padrone Smart	Ja	X
	CC-RD500B Strada Smart	Ja	X
	CC-SC100B Padrone Smart+	Ja	X
Ciclosport	HAC 1.2	Ja	Ja
	HAC 1.2+	Ja	Ja
	CM 9.3	Ja	Ja
	CM 9.3+	Ja	Ja

Hersteller	Produkt	Bluetooth	ANT+
Garmin	Edge 25	Ja	Ja
	Edge 500	X	Ja
	Edge 510	X	Ja
	Edge 520	Ja	Ja
	Edge 800	X	Ja
	Edge 810	X	Ja
	Edge 1000	Ja	Ja
	Edge Explore 1000	Ja	Ja
	Edge Touring Plus	X	Ja
O-synce	coachsmart	Ja	Ja
	navi2coach	X	Ja
	macro x	X	Ja
	macrohigh x	X	Ja
	urban x	X	Ja
	urbanhigh x	X	Ja
Pioneer	Sgx-ca 500	X	Ja
	Sgx-ca 900	X	Ja
Polar	M 450	Ja	X
	V 650	Ja	X
Sigma	Rox 10.0 GPS	X	Ja
Vdo	M1.1 WR/WL	wird geprüft	
	M2.1 WR/WL	wird geprüft	
	M3 WR/WL	wird geprüft	
	M4 WR/WL	wird geprüft	
	M5	wird geprüft	
	M6	wird geprüft	
Wahoo	RFLKT	Ja	X
	ELEMNT	Ja	Ja
Lezyne	power GPS	Ja	X
	super GPS	Ja	Ja

Apps

Hersteller	Produkt	Bluetooth	ANT+
cosinuss°	cosinuss° One App		

COSINUSS°

Hersteller	Produkt	Bluetooth	ANT+
<p><i>Hinweis:</i> - Alle Updates für Deinen °One Sensor sind nur über die cosinuss° One App möglich. - Die Messgenauigkeit des °One Sensors kannst Du nur in der cosinuss° One App prüfen. Deshalb empfehlen wir, als Unterstützung des °One Sensors die hauseigene und kostenlose cosinuss° One App.</p>			
			
Adidas	miCoach	Ja	Ja
	Laufen & Training	Ja	k.A
Asics	My Asics Run	Ja	k.A
Endomondo	Laufen und Gehen	Ja	Ja
Garmin	Connect	Ja	Ja
Lezyne	GPS ally	Ja	Ja
Mapmyfitness	Mapmywalk	Ja	k.A
Mapmyrun	Mapmyrun	Ja	X
Moving Twice	Moving Twice	Ja	k.A
Nike	Nike+ Running	Ja	k.A
Polar	Polar Beat	Ja	Ja
Runkeeper	Runkeeper	Ja	X
Runtastic	Runtastic	Ja	Ja
	Runtastic Pro	Ja	k.A
	Runtastic Cardio Pack	Ja	k.A
	Runtastic Road Bike	Ja	k.A
Samsung	S Health App	Ja	Ja
Sports Tracker	SportsTracker	Ja	k.A
Strava	Straka App	Ja	Ja
Wahoo	Fitness App	Ja	Ja

Hinweis:
Bei manchen Apps ist ein Upgrade auf die „Pro“ Version notwendig um sich den Puls anzeigen lassen zu können.